


Anticorpo Monoclonal Anti-Fosfo-Eif2A-S51 Para Wb, Elisa - P05198

Número do item: CM0001487



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho específico para a serina 51 fosforilada da eIF2 α humana (EIF2S1). Validado para aplicações WB e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para investigar a resposta integrada ao estresse e a regulação da tradução.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-eIF2 α -S51 mAb de Coelho
Observações/Apelido	EIF2; EIF-2; EIF2A; EIF-2A; EIF-2alpha; Phospho-eIF2 α -S51
Espécie	Humano
GeneID	1965
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P05198
Peso da Proteína	36 kDa
Envio	Saco de gelo