


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Eif2A (S51) Para Wb, Ip, Elisa - P05198

Número do item: CM0001600



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que detecta eIF2 α fosforilado endógeno (Ser51) em humano, rato, camundongo. Validado para WB, IP, ELISA. Ideal para estudos de resposta integrada ao estresse e tradução.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-eIF2 α -S51 pAb de Coelho
Observações/Apelido	EIF2; EIF-2; EIF2A; EIF-2A; EIF-2alpha; Fosfo-eIF2 α -S51
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1965
GeneID	1965
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo fosforilado sintético em torno de S51 do eIF2 α humano (NP_004085.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P05198
Peso Proteico	36kDa
Envio	Em bolsa de gelo