


Anticorpo Policlonal Anti-Fosfo-Eif4B-S422 Para Wb, Elisa - P23588

Número do item: CM0000632



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para fosfo contra o EIF4B humano fosforilado em S422. Validado para Western blot e ELISA, reconhece apenas o EIF4B humano, com um peso molecular previsto de 69 kDa. Ideal para estudos de iniciação de tradução.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-EIF4B-S422 pAb de Coelho
Observações/Apelido	EIF-4B; PRO1843; Fosfo-EIF4B-S422
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1975
ID do Gene	1975
Imunogénio	Peptídeo sintético: Um peptídeo fosforilado sintético em torno do S422 do EIF4B humano (NP_001408.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P23588
Peso da Proteína	69kDa
Envio	Saco de gelo