

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-Eif4E-S209 Para Wb, Elisa - P06730

Número do item: CM0001016



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho específico para fosfo, direcionado ao eIF4E (S209) para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com humano e rato; detecta o fator de iniciação de tradução eucariótica 4E de ~25 kDa, uma proteína chave de ligação à capa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-eIF4E-S209 mAb de Coelho
Observações/Apelido	CBP; EIF4F; AUTS19; EIF4E1; eIF-4E; EIF4EL1; Fosfo-eIF4E-S209
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1977
GeneID	1977
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo específico de fosfo correspondente aos resíduos circundantes ao S209 do Fosfo-eIF4E-S209 humano (NP_001959.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P06730
Peso da Proteína	25 kDa
Envio	Saco de gelo