


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Eif4Ebp1-S65 Para Wb, Elisa - Q13541

Número do item: CM0000431



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Fosfo-eIF4EBP1-S65 validado para WB e ELISA. Detecta 4E-BP1 humano fosforilado em Ser65, um alvo chave do mTORC1. Ideal para estudos de regulação da tradução.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho Fosfo-eIF4EBP1-S65
Observações/Apelido	BP-1; 4EBP1; 4E-BP1; PHAS-I; Fosfo-eIF4EBP1-S65
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1978
GeneID	1978
Imunogênio	Peptídeo sintético Um peptídeo fosforilado sintético em torno de S65 do Fosfo-eIF4EBP1-S65 humano (NP_004086.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q13541
Peso Proteico	13kDa
Envio	Saco de Gelo