


Anticorpo Policlonais Anti-Fosfo-Eif4Ebp1-T36 Para Wb, Elisa - Q13541

Número do item: CM0001342



introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfo-específico contra eIF4EBP1 Thr36, validado para WB e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para estudos de regulação da tradução e sinalização mTOR.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-eIF4EBP1-T36 Rabbit pAb
Observações/Alias	BP-1; 4EBP1; 4E-BP1; PHAS-I; Phospho-eIF4EBP1-T36
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	1978
Imunógeno	Pepídeo sintético: Pepídeo sintético fosforilado ao redor de T36 da eIF4EBP1 humana (NP_004086.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13541
Peso Proteico	13kDa
Envio	Bolsa de gelo