


Anticorpo Policlonal Anti-Fosfo-Eif4Ebp1-T70 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q13541

Número do item: CM0000495



introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfo-específico contra eIF4EBP1 (Thr70). Validado em WB, IHC-P, ELISA com reatividade humana, de rato e de camundongo. Ideal para estudar a iniciação da tradução, sinalização mTORC1 e vias da insulina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-Fosfo-eIF4EBP1-T70
Observações/Apelido	BP-1; 4EBP1; 4E-BP1; PHAS-I; Fosfo-eIF4EBP1-T70
Espécie	Humana
ID do Gene Humano	1978
Imunogênio	Um peptídeo fosforilado sintético em torno de T70 do Fosfo-eIF4EBP1-T70 humano (NP_004086.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	Q13541
Peso Proteico	13kDa
Envio	Saco de gelo