


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-Eif4Ebp1 (T70) Para Wb, Elisa - Q13541

Número do item: CM0001903



introdução

Detecção específica de eIF4EBP1 fosforilado em Thr70 com este anticorpo monoclonal de coelho. Validado para WB e ELISA, tem reatividade cruzada com Humano e Camundongo. Ideal para estudos de sinalização mTOR.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Phospho-eIF4EBP1-T70
Observações/Apelido	BP-1; 4EBP1; 4E-BP1; PHAS-I; Phospho-eIF4EBP1-T70
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1978
ID do Gene	1978
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo fosforilado sintético ao redor da posição T70 do eIF4EBP1 humano (NP_004086.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q13541
Peso da Proteína	13kDa
Envio	Saco de gelo