

Anticorpo Policlonal Anti-Fosfo-Enos-S1177 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P29474

Número do item: CM0000673



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra eNOS humana fosforilada em Ser1177. Adequado para WB, IHC-P e ELISA, detectando eNOS humana e de camundongo. A eNOS produz óxido nítrico, essencial para o relaxamento vascular e a angiogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo policlonal de coelho Phospho-eNOS-S1177
Observações/Alias	eNOS; ECNOS; Phospho-eNOS-S1177
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	4846
ID do Gene	4846
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo fosforilado sintético ao redor da S1177 da eNOS humana (NP_000594.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo
SWISS	P29474
Peso da Proteína	133kDa
Envio	Bolsa de gelo