

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-Enos (S1177) Para Wb, Elisa - P29474

Número do item: CM0001962



introdução

Específico para o resíduo Ser1177 fosforilado da eNOS humana, este anticorpo monoclonal de coelho é validado para Western blot e ELISA, apoiando pesquisas em função endotelial e doença cardiovascular. SWISS P29474.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Fosfo-eNOS-S1177
Observações/Apelido	eNOS; ECNOS; Fosfo-eNOS-S1177
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4846
GeneID	4846
Imunogénio	Péptido sintético Um péptido fosforilado sintético em torno de S1177 da eNOS humana (NP_000594.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P29474
Peso Proteico	133 kDa
Envio	Em saco de gelo