


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-ErbB3/Her3-Y1289 Para Wb, Elisa - P21860

Número do item: CM0001055



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho fosfoespecífico contra ErbB3 (HER3) Y1289, validado para WB e ELISA. Detecta ErbB3 humano fosforilado na tirosina 1289, adequado para estudar a sinalização de receptor tirosina quinase em pesquisa de câncer e tecidos epiteliais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Fosfo-ErbB3/HER3-Y1289
Observações/Alias	HER3; FERLK; LCCS2; VSCN1; ErbB-3; c-erbB3; erbB3-S; MDA-BF-1; c-erbB-3; p180-ErbB3; p45-sErbB3; p85-sErbB3; Fosfo-ErbB3/HER3-Y1289
Espécie	Humano
GeneID	2065
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de Y1289 do ErbB3 humano
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P21860
Peso da Proteína	148kDa
Envio	Bolsa de gelo