


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Phospho-ErbB3/Her3-Y1328 Para Wb, If/Icc, Elisa - P21860

Número do item: CM0001355



introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfo-específico direcionado a ErbB3/HER3 fosforilado em Y1328, validado para WB, IF/ICC e ELISA em humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa em câncer e biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-ErbB3/HER3-Y1328 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	HER3; FERLK; LCCS2; VSCN1; ErbB-3; c-erbB3; erbB3-S; MDA-BF-1; c-erbB-3; p180-ErbB3; p45-sErbB3; p85-sErbB3; Phospho-ErbB3/HER3-Y1328
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2065
ID do Gene	2065
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de Y1328 do ERBB3 humano (NP_001973.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P21860
Peso da Proteína	148kDa
Envio	Bolsa de gelo