


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-ErbB4/Her4-Y1284 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q15303

Número do item: CM0001819



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho específico para fosfo contra ErbB4/HER4 fosforilado na tirosina 1284. Validado para WB, IF/ICC e ELISA em amostras humanas; ideal para estudar vias de sinalização mediadas por ErbB4.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-ErbB4/HER4-Y1284 mAb de Coelho
Observações/Apelido	HER4; ALS19; p180erbB4
Espécie	Humano
ID do Gene	2066
Imunogénio	Peptídeo sintético: Um peptídeo sintético fosforilado em torno de Y1284 de ErbB4/HER4 humano (NP_005226.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q15303
Peso Proteico	147 kDa
Envio	Saco de gelo