

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-Erk1 (T202) + Erk2 (T185) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P28482 / P27361

Número do item: CM0001133



introdução

Este anticorpo monoclonal de coelho específico para fosforilação detecta ERK1 fosforilado em T202 e ERK2 em T185. Validado para WB, IHC-P e ELISA em humano, rato e camundongo. Ideal para estudos da via de sinalização MAPK/ERK.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Fosfo-ERK1-T202 + ERK2-T185
Observações/Apelido	H3.4; H3/g; H3FT; H3t; H3/A; H3FA; ERK1 / ERK2; Fosfo-ERK1-T202 + ERK2-T185
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5594/5595
ID do Gene	5594/5595
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo fosforilado sintético em torno de T202 do ERK1 humano (P27361).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P28482/P27361
Peso Proteico	42,44kDa
Envio	Saco de Gelo