


## Anti-Fosfo-Erk1-T202/Y204 + Erk2-T185/Y187 Pab De Coelho Para Wb, If, Elisa - P28482 / P27361

Número do item: CM0001108



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-Fosfo-ERK1 (T202/Y204) + ERK2 (T185/Y187) para WB, IF/ICC, ELISA. Reatividade humana, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisa de sinalização MAPK/ERK.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Especificação                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Fosfo-ERK1-T202/Y204 + ERK2-T185/Y187 pAb de Coelho |
| Observações/Apel    | MAPK1/MAPK3; Fosfo-ERK1-T202/Y204 + ERK2-T185/Y187  |
| Espécie             | Humano                                              |
| ID do Gene (Humano) | 5594/5595                                           |
| ID do Gene          | 5594/5595                                           |
| Imunógeno           | Peptídeo sintético                                  |
| Fonte               | Coelho                                              |
| Categoria           | Anticorpos Fosforilados                             |
| Aplicação           | WB, IF/ICC, ELISA                                   |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                            |
| SWISS               | P28482/P27361                                       |
| Peso da Proteína    | 36kDa/41kDa/38kDa/40kDa/43kDa                       |
| Envio               | Saco com gelo                                       |