


Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Fosfo-Esr α -S118 Para Wb, If/Icc, Elisa - P03372

Número do item: CM0000770



introdução

O Anticorpo Policlonado de Coelho Anti-Fosfo-ESR α -S118 detecta o Receptor Alfa de Estrogênio fosforilado (Ser118) em amostras humanas. Aplicações: WB, IF/ICC, ELISA. Peso molecular: 66kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-ESR α -S118 pAb de Coelho
Observações/Apelidos	ER; ESR; Era; ESRA; ESTRR; NR3A1; Fosfo-ESR α -S118
Espécie	Humana
GeneID (humano)	2099
GeneID	2099
Imunógeno	Peptídeo sintético (Um peptídeo fosforilado sintético ao redor da posição S118 do Receptor Alfa de Estrogênio humano (ESR1) (NP_000116.2).)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P03372
Peso da Proteína	66kDa
Envio	Bolsa de gelo