


## Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-Fak-Y576/Y577 Para Wb, Elisa - Q05397

Número do item: CM0001390



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho fosfo-específico que detecta FAK fosforilado em Y576 e Y577. Validado para Western blotting e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo. Essencial para pesquisas sobre sinalização de adesão focal, migração celular e biologia do câncer.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Anticorpo Monoclonal de Coelho Fosfo-FAK-Y576/Y577                                     |
| Observações/Apelido | FAK; FADK; FAK1; FRNK; FADK 1; PPP1R71; p125FAK; pp125FAK                              |
| Espécie             | Humano                                                                                 |
| ID do Gene (Humano) | 5747                                                                                   |
| ID do Gene          | 5747                                                                                   |
| Imunógeno           | Um peptídeo fosforilado sintético em torno de Y576 & Y577 do FAK humano (NP_722560.1). |
| Fonte               | Coelho                                                                                 |
| Categoria           | Anticorpos Fosforilados                                                                |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                              |
| Reatividade Cruzada | Camundongo                                                                             |
| SWISS               | Q05397                                                                                 |
| Peso da Proteína    | 119kDa                                                                                 |
| Envio               | Saco de gelo                                                                           |