


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Phospho-Fak-Y925 Para Wb, Elisa - Q05397

Número do item: CM0001512



introdução

pAb de coelho específico para fosfo direcionado à FAK (Y925). Validado para amostras humanas em WB e ELISA. Detecta a quinase de adesão focal 1 fosforilada na tirosina 925, essencial para pesquisas sobre migração celular, adesão e sinalização de integrinas. SWISS: Q05397.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-FAK-Y925 Rabbit pAb
Observações/Apelido	FAK; FADK; FAK1; FRNK; FADK 1; PPP1R71; p125FAK; pp125FAK; Phospho-FAK-Y925
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5747
ID do Gene	5747
Imunogénio	Peptídeo sintético, um peptídeo fosforilado sintético em torno de Y925 da FAK humana (NP_722560.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q05397
Peso Proteico	119kDa
Envio	Saco de gelo