

Anti-Fosfo-Fgfr1 (Y653/Y654) Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - P11362

Número do item: CM0001065



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para FGFR1 fosforilado (Tyr653/Tyr654). Validado para Western blot e ELISA em amostras humanas e de camundongo. Ideal para estudar a sinalização do FGFR no desenvolvimento e no câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-FGFR1-Y653/Y654 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CEK; FLG; HH2; OGD; ECCL; FLT2; KAL2; BFGFR; CD331; FGFBR; FLT-2; HBGFR; N-SAM; FGFR-1; HRTFDS; bFGF-R-1; Fosfo-FGFR1-Y653/Y654
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2260
GeneID	2260
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético fosforilado em torno de Y653 & Y654 do Fosfo-FGFR1-Y653/Y654 humano (NP_075598.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P11362
Peso da Proteína	92kDa
Envio	Saco de gelo