


Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-Fosfo-Flt3-Y589/591 Para Wb, Elisa - P36888

Número do item: CM0001666



introdução

O anticorpo policlonal de coelho Phospho-FLT3-Y589/591 detecta especificamente a fosforilação em Y589/591 da tirosina quinase do receptor FLT3 humano. Adequado para Western blot e ELISA, apoia a pesquisa em sinalização hematopoiética e leucemia mieloide aguda.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-FLT3-Y589/591 Rabbit pAb
Observações/Alíase	FLK2; STK1; CD135; FLK-2; Phospho-FLT3-Y589/591
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2322
ID do Gene	2322
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de Y589 e Y591 do FLT3 humano (NP_004110.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P36888
Peso da Proteína	113kDa
Transporte	Saco de gelo