

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Foxo1-T24/Foxo3A-T32/Foxo4-T28 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q12778 / O43524 / P98177

Número do item: CM0001794



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para fosfo que reconhece FOXO1 (T24), FOXO3A (T32) e FOXO4 (T28). Ideal para estudar sinalização de insulina, apoptose e regulação metabólica em amostras humanas, de camundongo e de rato via WB, IHC-P e ELISA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-FOXO1-T24/FOXO3A-T32/FOXO4-T28 pAb de Coelho
Observações/Apelido	FoxO1/FoxO3a/FoxO4; Fosfo-FOXO1-T24/FOXO3A-T32/FOXO4-T28
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2308/2309/4303
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo fosforilado sintético em torno de T24 de FOXO1/FOXO3A/FOXO4 humano (FOXO1 NP_002006.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q12778/O43524/P98177
Envio	Saco de gelo