

Anticorpo Policlonal Anti-Fosfo-Foxo3A (Ser294) Para Wb, Elisa - O43524

Número do item: CM0001537



introdução

O Anticorpo Policlonal de Coelho pAb Fosfo-FOXO3A (Ser294) detecta FOXO3A humano, de rato e camundongo fosforilado em S294. Adequado para WB e ELISA. Ideal para estudar apoptose, autofagia e regulação transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho Fosfo-FOXO3A-S294
Observações/Apelido	FOXO2; AF6q21; FKHL1; FOXO3A; FKHL1P2; Fosfo-FOXO3A-S294
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2309
ID do Gene	2309
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético em torno de S294 do FOXO3A humano (NP_001446.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	O43524
Peso Proteico	71kDa
Remessa	Saco de gelo