

Anti-Fosforilado-Fyn-S21 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - P06241

Número do item: CM0001023



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o Fosforilado-Fyn-S21 (humano, 61kDa) para WB e ELISA. Ideal para pesquisar os papéis da quinase Fyn na adesão celular, resposta imune e sinalização neural.

[Saiba mais](#)

Especificação	Detalhes
Nome do Produto	Fosforilado-Fyn-S21 pAb de Coelho
Observações/Apelido	SLK; SYN; p59-FYN; Fosforilado-Fyn-S21
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2534
ID do Gene	2534
Imunogénio	Um peptídeo fosforilado sintético em torno do S21 do Fosforilado-Fyn-S21 humano (NP_002028.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P06241
Peso Proteico	61kDa
Envio	Saco de gelo