


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Gab1 (Y307) Para Wb, Elisa - Q13480

Número do item: CM0000762



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o Y307 fosforilado do GAB1 humano, adequado para WB e ELISA. Detecta o GAB1 de camundongo (previsto 77 kDa). Ideal para estudar a sinalização de EGFR, receptor de insulina e MET/HGF.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-GAB1-Y307 pAb de Coelho
Observações/Apelido	DFNB26; Fosfo-GAB1-Y307
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2549
ID do Gene	2549
Imunogénio	Um peptídeo fosforilado sintético em torno do Y307 do GAB1 humano (NP_002030.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q13480
Peso Proteico	77kDa
Envio	Saco de gelo