


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Gcn2 (T899) Para Wb, Elisa - Q9P2K8

Número do item: CM0001994



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Fosfo-GCN2-T899 validado para Western blot e ELISA. Detecta GCN2 humano fosforilado na treonina 899. Ideal para pesquisa de resposta integrada ao estresse e privação de aminoácidos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho Fosfo-GCN2-T899
Observações/Apelido	GCN2; PVOD2; Fosfo-GCN2-T899
Espécie	Humano
GeneID (humano)	440275
GeneID	440275
Imunôgeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo fosforilado sintético em torno da T899 do Fosfo-GCN2-T899 humano.
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9P2K8
Peso Proteico	187kDa
Envio	Saco de gelo