


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Glur1/Gria1-S849 Para Wb, Elisa - P42261

Número do item: CM0001138



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a Ser849 fosforilada do GluR1/GRIA1 humano. Adequado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Uma ferramenta essencial para estudar a sinalização do receptor de glutamato na neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-GluR1/GRIA1-S849 pAb de Coelho
Observações/Apelido	GLUH1; GLUR1; GLURA; GluA1; HBGR1; MRD67; MRT76; Fosfo-GluR1/GRIA1-S849
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2890
ID do Gene	2890
Imunógeno	Peptídeo sintético: um peptídeo específico de fosfo correspondente aos resíduos circundantes ao S849 do GluR1/GRIA1 humano
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P42261
Peso da Proteína	102kDa
Envio	Saco com gelo