


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Gsk3A (S21) - P49840

Número do item: CM0000607



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à GSK3α fosforilada em Ser21 (Humano) para WB, IP, ELISA. Ideal para estudar sinalização Wnt, resistência à insulina, apoptose e doença de Alzheimer. Reage de forma cruzada com humano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho Fosfo-GSK3α-S21
Observações/Apelido	GSK3 alfa; GSK3A; Fosfo-GSK3α-S21
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2931
GeneID	2931
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo fosforilado sintético em torno de S21 da GSK3α humana (NP_063937.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P49840
Peso Proteico	51kDa
Envio	Bolsa de gelo