


Anticorpo Monoclonal Anti-Fosfo-Gsk3B-S9 Para Wb, Elisa - P49841

Número do item: CM0001502



introdução

Anticorpo Monoclonal de Camundongo Fosfo-GSK3 β -S9 de alta qualidade validado para WB e ELISA. Detecta GSK3 β humano, de camundongo e de rato fosforilado em Ser9. Ideal para estudar sinalização Wnt, metabolismo da glicose e neurodegeneração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-GSK3 β -S9 mAb de Camundongo
Observações/Apelido	GSK3B; gsk-3 β ; Fosfo-GSK3 β -S9
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2932
ID do Gene	2932
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo específico de fosfo correspondente aos resíduos circundantes ao S9 do GSK3 β humano
Fonte	Camundongo
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P49841
Peso da Proteína	47kDa
Envio	Saco com gelo