


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-Gys1 (S641) Para Wb, Elisa - P13807

Número do item: CM0001910



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho fosfo-específico direcionado ao sítio de fosforilação S641 da GYS1 humana. Validado para WB e ELISA, apresenta reatividade cruzada com humano e camundongo. Adequado para pesquisa em metabolismo do glicogênio e diabetes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Fosfo-GYS1-S641
Observações/Apelido	GSY; GYS; Fosfo-GYS1-S641
Espécie	Humano
GeneID (humano)	2997
GeneID	2997
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético em torno do S641 da Glicogênio sintase 1 humana (GYS1) (P13807)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P13807
Peso Proteico	84kDa
Envio	Em saco de gelo