


Anticorpo Policloal De Coelho Anti-Fosfo-Gys1-S641 Para Wb, Elisa - P13807

Número do item: CM0001840



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a GYS1 fosforilado em Ser641, validado para Western blot (WB) e ELISA. Reage com espécies humanas, de camundongo e rato. Ideal para estudos de síntese de glicogênio e regulação metabólica. Banda detectada de ~84 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-GYS1-S641 Coelho pAb
Observações/Alias	GSY; GYS; Phospho-GYS1-S641
Espécie	Humano
GeneID (humano)	2997
GeneID	2997
Imunógeno	Peptídeo fosforilado sintético ao redor de S641 da Glicogênio sintase 1 humana (GYS1) (NP_002094.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P13807
Peso da Proteína	84kDa
Envio	Saco de gelo