


Anti-Fosfo-Hdac2 (S394) Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q92769

Número do item: CM0001190



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para fosfo que visa o HDAC2 em Ser394, validado para aplicações de WB, IHC-P e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato, ideal para estudos de regulação epigenética e transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-HDAC2-S394 pAb de Coelho
Observações/Apelido	HD2; RPD3; YAF1; KDAC2; Fosfo-HDAC2-S394
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3066
ID do Gene	3066
Imunogénio	Peptídeo sintético; um peptídeo específico para fosfo correspondente aos resíduos circundantes ao S394 do HDAC2 humano
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92769
Peso Proteico	55kDa
Envio	Saco de gelo