


## Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-Hdac4-S246 + Hdac5-S259 + Hdac9-S220 - P56524 / Q9Uql6 / Q9Ukv0

Número do item: CM0001682



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa a HDAC4 (S246), HDAC5 (S259) e HDAC9 (S220) fosforiladas. Adequado para WB, IHC-P, ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato. Regulador de cromatina e repressor de transcrição.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Fosfo-HDAC4-S246 + HDAC5-S259 + HDAC9-S220 mAb de Coelho      |
| Observações/Apelido | HDAC4/HDAC5/HDAC9; Fosfo-HDAC4-S246 + HDAC5-S259 + HDAC9-S220 |
| Espécie             | Humano                                                        |
| GeneID (Humano)     | 9759/10014/9734                                               |
| Imunógeno           | Peptídeo sintético                                            |
| Fonte               | Coelho                                                        |
| Categoria           | Anticorpos Fosforilados                                       |
| Aplicação           | WB, IHC-P, ELISA                                              |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                      |
| SWISS               | P56524/Q9UQL6/Q9UKV0                                          |
| Peso da Proteína    | 57-65 kDa/97-122 kDa                                          |
| Envio               | Saco de gelo                                                  |