


Anticorpo Policlon De Coelho Anti-Fosfo-Her2/ErbB2 (Y1221/1222) Para Wb, Elisa - P04626

Número do item: CM0000825



introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfo-específico que detecta HER2/ErbB2 fosforilado em Y1221/1222. Validado para aplicações em Western blot (WB) e ELISA em amostras humanas. Ideal para pesquisa em oncologia e sinalização celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-HER2/ErbB2-Y1221/1222 Coelbo pAb
Observações/Alíase	NEU; NGL; HER2; TKR1; CD340; HER-2; VSCN2; MLN 19; MLN-19; c-ERB2; c-ERB-2; HER-2/neu; p185(erbB2); Phospho-HER2/ErbB2-Y1221/1222
Espécie	Humano
GeneID (humano)	2064
GeneID	2064
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de Y1221 e Y1222 do HER2/ERBB2 humano (NP_004439.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reação Cruzada	Humano
SWISS	P04626
Peso Proteico	138kDa
Envio	Bolsa de gelo