

Anticorpo Monoclonal Anti-Fosfo-Histona H1.3-T17/Histona H1.4-T17 Para Wb, Elisa - P16402 / P10412

Número do item: CM0001370



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho específico para T17 fosforilado da Histona H1.3 e H1.4. Validado para WB e ELISA em amostras humanas, de rato e camundongo. Ideal para pesquisa em cromatina e estudos de câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-Histona H1.3-T17/Histona H1.4-T17 Anticorpo Monoclonal de Coelho (mAb)
Observações/Apelido	H1.3; H1D; H1F3; H1s-2; Fosfo-Histona H1.3-T17/Histona H1.4-T17
Espécie	Humano
GeneID	3007/3008
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P16402 / P10412
Peso Proteico	30 kDa
Envio	Em bolsa de gelo