

Pab De Coelho Anti-Fosfo-Histona H2A-S129 - P04911

Número do item: CM0000860



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à Ser129 fosforilada da Histona H2A, validado para IHC-P e ELISA com reatividade cruzada humano/rato. Útil para pesquisa em reparo de DNA, cromatina e código de histonas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de coelho Fosfo-Histona H2A-S129
Observações/Alias	H2A1, SPT11, Fosfo-Histona H2A-S129
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	H2A
GeneID	851811
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Peptídeo fosforilado sintético ao redor de S129 da Histona H2A de <i>Saccharomyces cerevisiae</i> (NP_010511.3?)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P04911
Peso da Proteína	14kDa
Transporte	Bolsa de gelo