


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-Histona H2Ax-S139 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P16104

Número do item: CM0001445



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Fosfo-Histona H2AX-S139 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato; 15 kDa. Para análise da via de dano e reparo de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-Fosfo-Histona H2AX-S139
Observações/Alias	H2A.X; H2A/X; H2AFX; Fosfo-Histona H2AX-S139
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	H2A
ID do Gene	3014
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P16104
Peso da Proteína	15 kDa
Envio	Bolsa de gelo