


Anticorpo Monoclonal Anti-Fosfo-Histona H3-S10 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16695 / P68431

Número do item: CM0000443



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra a histona H3 fosforilada em Ser10, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA em humano, camundongo, rato. Componente central do nucleossomo; a fosforilação marca a condensação da cromatina mitótica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-Histona H3-S10 mAb de Coelho
Observações/Apelido	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Fosfo-Histona H3-S10
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8350
ID do Gene	8290/8350
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético fosforilado em torno de S10 da histona H3 humana (P68431).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outro (Faixa Ampla Prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso da Proteína	15kDa
Envio	Saco de gelo