


Anticorpo Policlonais Anti-Fosfo-Histona H3-S10 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16695 / P68431

Número do item: CM0001830



introdução

Anticorpo Policlonal de coelho contra Fosfo-Histona H3-S10 validado para Western blot, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta humanos, camundongos, ratos e outras espécies. Ideal para estudos de sinalização mitótica e pesquisa do código de histonas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-Histona H3-S10 Rabbit pAb
Observações/Apelido	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Fosfo-Histona H3-S10
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	H3
ID do Gene	8290/8350
Imunógeno	Pepídeo Sintético: Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de S10 da Histona H3 humana (NP_003484.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outros (Ampla Faixa Prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso da Proteína	15 kDa
Envio	Bolsa de gelo