


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-Histona H3-S28 Para Wb, Ip, Elisa - Q16695 / P68431

Número do item: CM0001278



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho fosfo-específico direcionado à Histona H3 fosforilada na Serina 28. Validado para Western blot, imunoprecipitação e ELISA; reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa em epigenética e cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Fosfo-Histona H3-S28
Observações/Apelido	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Fosfo-Histona H3-S28
Espécie	Humano
GeneID (humano)	H3
GeneID	8290/8350
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo fosforilado sintético em torno da S28 da Histona H3 humana.
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outros (Ampla Gama Prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15 kDa
Envio	Saco de gelo