


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-Histona H3-T11 Para Wb - Q16695 / P68431

Número do item: CM0001734



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Anti-Fosfo-Histona H3-T11 validado para WB, IF, IHC, ChIP e ELISA. Reconhece a Histona H3 fosforilada em Thr11 de humano, camundongo e rato, um marcador epigenético chave. Ideal para pesquisa em cromatina e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-Fosfo-Histona H3-T11
Observações/Apelidos	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A;
Espécie	Humano
GeneID	8290/8350
Imunógeno	Peptídeo fosforilado sintético ao redor de T11 da Histona H3 humana (NP_003520.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ChIP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15kDa
Envio	Bolsa de gelo