


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Histona H3-T6 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16695 / P68431

Número do item: CM0000928



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-Fosfo-Histona H3-T6 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato e ampla faixa prevista. Adequado para pesquisa epigenética sobre cromatina e modificações de histonas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-Histona H3-T6 pAb de Coelho
Observações/Apelido	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Fosfo-Histona H3-T6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	H3
GeneID	8290/8350
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo fosforilado sintético em torno de T6 de humano (NP_003520.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outro (Ampla Faixa Prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso da Proteína	15kDa
Envio	Saco com gelo