


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-Histona H3.3 (Ser31) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P84243

Número do item: CM0000586



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que detecta Histona H3.3 fosforilada em Ser31. Adequado para WB, IHC-P, ELISA em humanos, camundongos, ratos e outras espécies. Suporta pesquisa epigenética e de cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Fosfo-Histona H3.3-S31
Observações/Apelido	H3-3A; H3.3B; H3F3B; BRYLIB2; Fosfo-Histona H3.3-S31
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3021
ID do Gene	3020
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo fosforilado sintético em torno de S31 da Histona H3.3 humana (P84243).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outros (Ampla Gama Prevista)
SWISS	P84243
Peso Proteico	15kDa
Envio	Saco de Gelo