


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-Histona H3.3-T3 Para Wb, Elisa - Q16695 / P68431

Número do item: CM0001484



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que detecta a histona H3.3 (UniProt P84243) fosforilada em Thr3, validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo, rato e outras espécies. Ideal para pesquisas epigenéticas e estudos de cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-Histona H3.3-T3 mAb de Coelho
Observações/Apelido	H3F3; H3-3B; H3.3A; H3F3A; BRYLIB1; Fosfo-Histona H3.3-T3
Espécie	Humano
GeneID (humano)	H3
GeneID	8290/8350
Imunógeno	Peptídeo sintético fosforilado em torno de T3 da histona H3 humana (P84243)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outros (Ampla Gama Prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso da Proteína	15kDa
Envio	Saco de gelo