

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Hp1 Gama/Cbx3-S83 Para Wb, Elisa - Q13185

Número do item: CM0000416



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Fosfo-HP1 gama/CBX3-S83 validado para Western blot e ELISA. Detecta CBX3 fosforilado endógeno em amostras humanas e de camundongo. Ideal para estudos de cromatina e epigenética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho Fosfo-HP1 gama/CBX3-S83
Observações/Apelido	HECH; HP1-GAMMA; HP1Hs-gamma; Fosfo-HP1 gama/CBX3-S83
Espécie	Humano
ID do Gene	11335
Imunogênio	Um peptídeo fosforilado sintético em torno de S83 do HP1 gama/CBX3 humano (NP_009207.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q13185
Peso Proteico	21kDa
Envio	Em saco de gelo