


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Hsf1-S307 Para Wb, Elisa - Q00613

Número do item: CM0000729



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para fosfo que visa o HSF1 em Ser307. Validado para WB e ELISA, reage com HSF1 humano. Ideal para estudar a resposta ao choque térmico e vias de sinalização de estresse.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-HSF1-S307 pAb de Coelho
Observações/Apelido	HSTF1; Fosfo-HSF1-S307
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3297
ID do Gene	3297
Imunogénio	Peptídeo fosforilado sintético em torno do S307 do HSF1 humano.
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q00613
Peso Proteico	57kDa
Envio	