


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Hsl-S563 Para Wb, Elisa - Q05469

Número do item: CM0000785



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-Fosfo-HSL-S563 para WB e ELISA. Detecta HSL fosforilada (Ser563) em amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para estudar lipólise, ativação da lipase sensível a hormônios e distúrbios metabólicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-HSL-S563 pAb de Coelho
Observações/Apelido	HSL; LHS; REH; AOMS4; FPLD6; Fosfo-HSL-S563
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3991
GeneID	3991
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo fosforilado sintético em torno de S563 do HSL de rato (XP_006228456.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q05469
Peso Proteico	117kDa
Envio	Saco de gelo