


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Hsl-S660 - Q05469

Número do item: CM0000862



introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfo-específico direcionado à HSL fosforilada em Ser660. Validado para WB e ELISA; reage com humano e camundongo. Detecta a lipase hormônio-sensível envolvida no metabolismo lipídico e na homeostase energética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-HSL-S660 pAb de Coelho
Observações/Apelido	HSL; LHS; REH; AOMS4; FPLD6; Fosfo-HSL-S660
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3991
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo fosforilado sintético em torno de S660 do LIPE humano (NP_005348.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q05469
Peso Proteico	117kDa
Envio	Bolsa de Gelo