


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-Hsl-S853 Para Wb - Q05469

Número do item: CM0000652



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho fosfo-específico direcionado a HSL fosforilada na serina 853. Validado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada a camundongo. Essencial para estudos de lipólise e vias de sinalização metabólica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-Fosfo-HSL-S853
Observações/Alias	HSL; LHS; REH; AOMS4; FPLD6; Fosfo-HSL-S853
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3991
GeneID	3991
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo fosforilado sintético ao redor da S853 da HSL humana (Q05469).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q05469
Peso da Proteína	117kDa
Transporte	Saco de gelo