


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Hsl (Ser660) Para Wb - Q05469

Número do item: CM0000814



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Fosfo-HSL (Ser660) validado para Western blot. Detecta a fosforilação da lipase sensível a hormônios em amostras humanas, de rato e de camundongo. Ideal para pesquisa em metabolismo lipídico, obesidade e diabetes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho Fosfo-HSL-S660
Observações/Apelido	HSL; LHS; REH; AOMS4; FPLD6; Fosfo-HSL-S660
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3991
GeneID	3991
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético derivado do HSL humano (Fosfo-Ser660)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q05469
Peso Proteico	117kDa
Envio	Saco de gelo