


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-Hsp27/Hspb1-S78 Para Wb E Elisa - P04792

Número do item: CM0000934



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Fosfo-HSP27/HSPB1-S78 validado para WB e ELISA. Detecta especificamente HSPB1 humana fosforilada na serina 78. Ideal para pesquisas sobre chaperonas, resposta ao estresse e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-HSP27/HSPB1-S78 mAb de Coelho
Observações/Apelido	CMT2F; HMN2B; HSP27; HSP28; Hsp25; SRP27; HS.76067; HEL-S-102; Fosfo-HSP27/HSPB1-S78
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	3315
GeneID	3315
Imunógeno	Um peptídeo sintético fosforilado em torno de S78 da HSPB1 humana (P04792)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P04792
Peso da Proteína	23kDa
Envio	Saco com gelo